

Кроличье Моноклональное Антитело Против Gclm Для Wb, Elisa - P48507

Артикул: CM0003890

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GCLM для применений WB и ELISA. Полезно для исследования путей биосинтеза глутатиона и окислительного стресса. Распознает регуляторную субъединицу глутамат-цистеиновой лигазы с молекулярной массой 31 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLM Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GLCLR; GCLM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2730
GeneID	2730
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 175-274 человеческого GCLM (P48507).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48507
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Ледовый пакет