

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gclm Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48507

Артикул: CM0016602

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого GCLM (регуляторная субъединица глутаматцистеинлигазы). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обнаруживает GCLM в образцах человека и мыши. Необходимый инструмент для исследований биосинтеза глутатиона и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GLCLR; GCLM
Вид	Человек
GeneID	2730
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого GCLM (NP_002052.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48507
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент