

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gclm Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P48507

Артикул: CM0027300

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого GCLM (регуляторная субъединица глутаматцистеинлигазы), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биосинтеза глутатиона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GLCLR, GCLM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2730
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого GCLM (NP_002052.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/МФК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48507
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент