

Поликлональное Антитело Против Gcm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q9Nr62

Артикул: CM0024814

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GCM1 — транскрипционный фактор, необходимый для развития плаценты. Подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Идеально для исследований дифференцировки трофобласта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	GCM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GCMA; hGCMA; GCM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8521
ID гена	8521
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-436 человеческого белка GCM1 (NP_003634.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR62
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом