

Поликлональное Кроличье Антитело Против Gcn1L1 (Gcn1) Для Wb И Elisa — Q92616

Артикул: CM0018280

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий GCN1L1 (GCN1) — сенсор столкновений рибосом, участвующий в контроле качества трансляции и стрессовом ответе. Валидировано для WB и ELISA, реагирует с образцами человека. Расчётная молекулярная масса ~293 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье поликлональное антитело к GCN1L1
Примечания/синонимы	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10985
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2462–2671 человеческого GCN1L1 (NP_006827.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q92616
Молекулярная масса белка	293 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом