

Поликлональное Антитело Против Gcn1L1 (Валидировано По Нокауту) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q92616

Артикул: CM0023554

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GCN1L1 (GCN1L1, PRIC295), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для исследований столкновения рибосом и интегрированного стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Кроличье pAb против GCN1L1
Примечания/Альтернативные названия	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10985
GeneID	10985
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2462-2671 человеческого белка GCN1L1 (NP_006827.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92616
Молекулярная масса белка	293 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом