


Поликлональные Антитела Против Gcn2 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q9P2K8

Артикул: CM0016880



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GCN2 (EIF2AK4), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований голодания по аминокислотам и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCN2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GCN2; PVOD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	440275
GeneID	440275
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2K8
Молекулярный вес белка	187кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент