

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gcnt3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095395

Артикул: CM0015864

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GCNT3, фермента ветвления О-гликанов муцинового типа ядра 2/4. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований в области гликобиологии и биосинтеза муцинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCNT3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9245
ID гена	9245
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-180 человеческого GCNT3 (NP_004742.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	095395
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В сумке со льдом