


Поликлональное Антитело Против Gcsh Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P23434

Артикул: CM0018157



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GCSH, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Детектирует эндогенный GCSH в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма глицина и липоилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCSH Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	GCE; NKN; GCSH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2653
GeneID	2653
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-173 человеческого GCSH (NP_004474.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23434
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом