

Анти-Gcsh Кроличий Моноклональный Антитело (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

Артикул: CM0009170



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к GCSH, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий GCSH (P23434), белок H митохондриальной системы расщепления глицина, участвующий в метаболизме глицина и липоилировании. Идеально подходит для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCSH кроличье МАт
Примечания/Псевдоним	GCE; NKH; GCSH
Вид	Человек
GeneID	2653
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-173 человеческого GCSH (NP_004474.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23434
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом