


Поликлональное Антитело Против Gdap1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q8Tb36

Артикул: CM0027920



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GDAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком GDAP1. Подходит для исследований митохондриального деления и болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GDAP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	54332
ID гена	54332
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-225 человеческого GDAP1 (NP_001035808.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TB36
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом