

Моноклональное Антитело Против Gdf15 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q99988

Артикул: CM0007137



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий фактор роста/дифференцировки 15 (GDF15), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований стрессового ответа, метаболической регуляции, раковой кахексии и механизмов тошноты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GDF15 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9518
ID гена	9518
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 100-200 человеческого GDF15 (NP_004855.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99988
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В термосумке со льдом