

Поликлональное Антитело Против Gdf15 Для If/Icc, Elisa — Q99988

Артикул: CM0021676



введение

Данное кроличье поликлональное антитело против GDF15 валидировано для IF/ICC и ELISA, специфично к человеческому GDF15 — гормону, участвующему в регуляции аппетита, раковой кахексии и тошноте во время беременности. Подходит для научных исследований и разработки диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против GDF15
Примечания/псевдонимы	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Вид	Человек
GeneID (человек)	9518
GeneID	9518
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 197–308 человеческого GDF15 (NP_004855.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q99988
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом