

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gdf15 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Ифа - Q99988

Артикул: CM0018614



введение

Кроличья поликлональные антитела к GDF15, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Определяют GDF15/MIC-1 человека, мыши, крысы — гормон стресс-ответа и маркер кахексии. Идеально для исследований в области онкологии, метаболизма и беременности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к GDF15
Примечания/Альтернативные названия	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Вид	Человек
GeneID	9518
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-308 человеческого GDF15 (NP_004855.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ на парафиновых срезах, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99988
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом