

## Поликлональное Антитело Против Gdf9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60383

Артикул: CM0026318

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий фактор роста/дифференцировки 9 (GDF9) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Полезно в исследованиях овариального фолликулогенеза. UniProt O60383.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | GDF9 Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | POF14; GDF9                                                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 2661                                                                                                                               |
| GeneID                             | 2661                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 205-454 человеческого GDF9 (NP_005251.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | O60383                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 51 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |