

Поликлональные Антитела Против Gdi1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31150

Артикул: CM0025152

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GDI1 (альфа-ингибитор диссоциации Rab GDP), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с GDI1 человека и мыши. Идеально подходят для изучения регуляции белков Rab, внутриклеточного транспорта и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GDI1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2664
GeneID	2664
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 188-447 человеческого GDI1 (NP_001484.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P31150
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете