

Поликлональное Антитело Кролика Против Gdi2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P50395

Артикул: CM0028654

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GDI2 (бета-ингибитор диссоциации GDP Rab), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши, крысы. Обеспечивает надежное обнаружение для исследований внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] GDI2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	2665
Gene ID	2665
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 296-445 человеческого GDI2 (NP_001485.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуоцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50395
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом