

Моноклональное Антитело Против Гелсолина Для Wb, IHC-P, Elisa - P06396

Артикул: CM0006017



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому гелсолину (P06396). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным гелсолином. Идеально подходит для исследования динамики актина, цитоскелета и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гелсолин, кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	ADF; AGEL; Gelsolin
Вид белка	Человек
GeneID (человек)	2934
GeneID	2934
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого гелсолина (NP_000168.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06396
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	С холодоэлементом