

Поликлональное Антитело Против Гелзолина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P06396

Артикул: CM0019479



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий гелзолин (ADF, AGEL), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к гелзолину
Примечания/синонимы	ADF; AGEL; Gelsolin
Вид	Человек
GeneID	2934
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 282–438 человеческого гелзолина (NP_000168.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06396
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом