

Моноклональное Кроличье Антитело Против Гельзолина [Валидировано По Кн] Для Вб, Игх-Параффин, Ифа - P06396

Артикул: CM0004861

введение

[Валидировано по КН] Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против гельзолина для вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГХ-параффин) и ИФА. Распознает человеческий гельзолин (P06396) с молекулярной массой 86 кДа. Подходит для исследований актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КН] Гельзолин, кроличье мкАнт
Примечания/алиасы	ADF; AGEL; [Валидировано по КН] Гельзолин
Вид	Человек
GeneID	2934
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 28–782 человеческого гельзолина (NP_000168.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-параффин, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06396
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодовая упаковка