

Кроличья Поликлональная Антитела Против Гелеолина Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P06396

Артикул: CM0023407



введение

Валидированные методом KD кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Гелеолин (ADF, AGEL). Подходят для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Гелеолин модулирует динамику актиновых филаментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Антитела против Гелеолина, кроличьи поликлональные
Примечания/Альтернативные названия	ADF; AGEL; [Валидировано KD] Гелеолин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2934
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-782 человеческого Гелеолина (NP_000168.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06396
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом