


Поликлональное Антитело Кролика Против Gem Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55040

Артикул: CM0026538



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого GTP-связывающего белка GEM (KIR) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека; идеально подходит для изучения GEM-опосредованной передачи сигналов на плазматической мембране.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GEM Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KIR; GEM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2669
ID гена	2669
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого GEM (NP_005252.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55040
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом