

Анти-Gemin 2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Артикул: CM0002888



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого Gemin 2 (SIP1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения сборки snRNP и сплайсинга пре-mРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gemin 2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8487
ID гена	8487
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Gemin 2 (O14893).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14893
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом