

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Gemin5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Teq6

Артикул: CM0022826



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против GEMIN5, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA, с реактивностью у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сборки snRNP и механизмов сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GEMIN5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	25929
GeneID	25929
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TEQ6
Молекулярная масса белка	169 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом