


Анти-Gemin6 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q8Wxd5

Артикул: CM0013614



введение

Кроличья поликлональная антитело к GEMIN6, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека. Нацелено на Gem-associated protein 6, компонент комплекса SMN, участвующий в сборке snRNP и сплайсинге пре-мРНК. Подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GEMIN6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GEMIN6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79833
ID гена	79833
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого GEMIN6 (NP_079051.9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WXD5
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	В ледяном пакете