


Поликлональное Кроличье Антитело Против Gemin8 Для Wb, Elisa - Q9Nwz8

Артикул: CM0013291



введение

Поликлональное кроличье антитело против GEMIN8, валидированное для WB и ELISA. Предназначено для выявления человеческого GEMIN8, белка, ассоциированного с gem-структурами и участвующего в сборке snRNP и сплайсинге пре-мРНК. - Q9NWZ8

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело GEMIN8 pAb
Примечания/синоним	FAM51A1; GEMIN8
Вид	Человек
GeneID	54960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 человеческого GEMIN8 (NP_060326.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWZ8
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Хладагент