

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gen1 Для Wb И Elisa - Q17Rs7

Артикул: CM0016856



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GEN1, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на эндонуклеазу шпилек GEN, гомолог 1 (Q17RS7), участвующую в разрешении соединений Холлидея и репарации ДНК. Подходит для образцов человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GEN1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	Gen; GEN1
Вид	Человек
Идентификатор гена	348654
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q17RS7
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом