


Моноклональные Антитела К Gephyrin Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Nqx3

Артикул: CM0005561



введение

Валидированные моноклональные антитела к Gephyrin для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на организатор тормозных синапсов и фермент биосинтеза молибденового кофактора. Для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gephyrin Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10243
GeneID	10243
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQX3
Молекулярный вес белка	80 кДа/83 кДа
Доставка	В ледяном пакете