


Поликлональные Антитела Против Gephyrin Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nqx3

Артикул: CM0026742



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Gephyrin (GPHN) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения якорения тормозных синапсов и биосинтеза молибденового кофактора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gephyrin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPH; GERN; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10243
GeneID	10243
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-769 человеческого Gephyrin (NP_065857.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQX3
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом