

Поликлональное Антитело Кролика Против Get4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7L5D6

Артикул: CM0020906



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против гомолога белка транспорта из аппарата Гольджи в ЭПР 4 (GET4), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально для исследований контроля качества белков и таргетирования белков с хвостовым якорем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GET4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Вид	Человек
GeneID (человек)	51608
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-327 белка GET4 человека (NP_057033.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L5D6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом