

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gf14-С Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6Zkc0

Артикул: CM0022294



введение

Кроличья поликлональная антитела к рисовому GF14-C (гомолог С фактора G-бокса 14-3-3, белок типа 14-3-3). Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований и диагностики в области растительной биологии. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к GF14-C
Примечания/алиасы	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
Вид	Oryza sativa
ID гена (Oryza sativa)	4345634
Иммуноген	Рекомбинантный белок GF14-C Oryza sativa
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q6ZKC0
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Хладагент