

Моноклональное Антитело К Gfap (Конъюгат) Для Иммунофлуоресценции - P14136

Артикул: CM0009110



введение

Кроличье моноклональное антитело к GFAP, конъюгированное с , валидированное для иммунофлуоресценции (IF-P). Реагирует с GFAP человека, мыши и крысы — маркером астроцитов с молекулярной массой 50 кДа. Подходит для нейробиологических исследований и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к GFAP, конъюгированное с
Примечания/Псевдоним	ALXDRD
Вид	Человек
GeneID (человек)	2670
GeneID	2670
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 GFAP человека (P14136).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14136
Молекулярная масса белка	50 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет