

Моноклональное Антитело Против Gfap Для Вестерн-Блоттинга, If-F, If-P, mIHC, Elisa - P14136

Артикул: CM0003202



введение

Кроличье моноклональное антитело против GFAP, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Перекрестно реагирует с GFAP человека, мыши, крысы (~50 кДа). Идеально для нейронауки и исследований астроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против GFAP
Примечания/Альтернативные названия	ALXDRD; GFAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2670
GeneID	2670
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14136
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	В термopakете со льдом