

Моноклональное Антитело Против Gfap Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P14136

Артикул: CM0008822



введение

GFAP Rabbit mAb (P14136) — это кроличье моноклональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Оно детектирует человеческий GFAP и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. ~50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFAP Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	ALXDRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2670
GeneID	2670
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-383 человеческого GFAP (NP_002046.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14136
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом