

Моноклональное Антитело Против Gfap Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P14136

Артикул: CM0004981



введение

Мышиное моноклональное антитело к GFAP, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для детекции астроцитов в исследованиях ЦНС, с поддержкой комплексного снабжения от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к GFAP
Примечания/Алиас	ALXDRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2670
GeneID	2670
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-383 белка GFAP человека (NP_002046.1).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн1-блоттинг, иммуофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14136
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом