

## Поликлональное Антитело Anti-Gfap - P14136

Артикул: CM0017674



### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий GFAP, валидированное для методов WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным GFAP. Подходит для выявления маркера астроцитов в нейронаучных исследованиях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GFAP Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Примечания/синоним        | ALXDRD; GFAP                                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 2670                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 2670                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-432 человеческого GFAP (NP_002046.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                            |
| SWISS                     | P14136                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 50 кДа                                                                                                                                          |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                                                  |