

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gfar Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P И Elisa - P14136

Артикул: CM0017567



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого GFAP, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований маркеров астроцитов в нейронах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFAP Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	ALXDRD; GFAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	2670
GeneID	2670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-75 человеческого GFAP (NP_002046.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14136
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом