


Кроличья Поликлональная Анти-Gfer Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P55789

Артикул: CM0024752



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GFER (ALR/ERV1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает GFER человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриальной редокс-биологии и регенерации печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFER Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2671
GeneID	2671
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 81-205 человеческого GFER (NP_005253.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55789
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом