


Анти-Gfm1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Артикул: CM0026985



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого митохондриального фактора элонгации G (GFM1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований митохондриального трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFM1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85476
GeneID	85476
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 482-751 человеческого GFM1 (NP_079272.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RP9
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом