

Кроличьи Поликлональные Антитела К Gfpt1 (Wb, Elisa) - Q06210

Артикул: CM0025375



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к GFPT1, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Мишень — фермент гексозаминового пути с молекулярной массой 79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к GFPT1
Примечания/Синонимы	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2673
ID гена	2673
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 GFPT1 человека (NP_002047.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06210
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом