

Анти-Gfpt2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - O94808

Артикул: CM0024022

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого GFPT2 (SWISS: O94808). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований пути биосинтеза гексозаминов и гликозилирования белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFPT2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
Вид	Человек
ID гена	9945
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-260 человеческого GFPT2 (NP_005101.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94808
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом