

Поликлональное Антитело К Gfra1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P56159

Артикул: CM0029101



введение

Кроличье поликлональное антитело к GFRA1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяет GFRA1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований нейротрофической сигнализации и дофаминергических нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb к GFRA1
Примечания/Альтернативные названия	GDNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Вид	Человек
GeneID	2674
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 345-420 человеческого GFRA1 (NP_005255.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56159
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом