

Анти-Gfra3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60609

Артикул: CM0030039



введение

Аффинно-очищенные поликлональные кроличьи антитела, направленные на человеческий GFRA3 (альфа-3 рецептора семейства GDNF). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Идеальны для изучения сигнальных путей нейротрофических факторов и периферических нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GFRA3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GDNFR3; GFRA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2676
GeneID	2676
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-240 человеческого GFRA3 (NP_001487.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60609
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом