


Поликлональные Антитела К Gga2 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9Ujy4

Артикул: CM0014158



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GGA2, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают эндогенный GGA2 в образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения транспортных процессов белков и динамики Гольджи-эндоосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GGA2 кролик pAb
Примечания/псевдонимы	VEAR; GGA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23062
GeneID	23062
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 белка GGA2 человека (NP_055859.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UJY4
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет