

Поликлональное Антитело Anti-Ggct Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75223

Артикул: CM0031017



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на гамма-глутамилциклотрансферазу человека (GGCT), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований гомеостаза глутатиона и апоптоза. Перекрестно реагирует с белком человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GGCT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79017
GeneID	79017
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-188 белка GGCT человека (NP_076956.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75223
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом