


Поликлональные Антитела Против Ggh Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92820

Артикул: CM0030486



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GGH (гамма-глутамилгидролазы), валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходят для исследований метаболизма фолатов и антифолатов. UniProt Q92820.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GGH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GH; GATD10; GGH
Вид	Человек
GeneID (человек)	8836
GeneID	8836
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-230 человеческого GGH (NP_003869.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92820
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом