


Поликлональное Антитело Anti-Ggps1 Для Wb, Elisa - 095749

Артикул: CM0019186



введение

Кроличье поликлональное антитело к GGPS1, подходящее для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синтеза геранилгеранилпирофосфата и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GGPS1
Примечания/синонимы	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9453
GeneID	9453
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 164-300 человеческого GGPS1 (NP_001032354.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095749
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом