

Поликлональная Кроличья Антитело К Ggt5 Для Вестерн-Блота И Ифа — P36269

Артикул: CM0016593

введение

Валидированное для Вестерн-блота и ИФА, это кроличье поликлональное антитело выявляет GGT5 человека и мыши, иммуноген соответствует аминокислотам 388-587. Подходит для исследований метаболизма глутатиона и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GGT5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Вид	Человек
ID гена (человек)	2687
ID гена	2687
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 388-587 человеческого GGT5 (NP_001093251.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P36269
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодильный пакет