


Моноклональное Антитело Против Г-Катенина Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P14923

Артикул: CM0006009



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на γ -Катенин (JUP). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для изучения клеточной адгезии и контактных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	γ -Катенин Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DP111; γ -Катенин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3728
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-115 человеческого γ -Катенина (P14923)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14923
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом