


Поликлональное Антитело Кролика Против Г-Катенина Для Wb, Ip, Elisa — P14923

Артикул: CM0013704



введение

Поликлональное антитело кролика, распознающее γ-катенин человека и мыши (плакоглобин соединительных контактов). Валидировано для WB, IP и ELISA, выявляет белок массой 82 кДа. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, кардиомиопатии и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против γ-катенина
Примечания/синонимы	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPIII, γ-катенин
Вид	Человек
GeneID (человек)	3728
GeneID	3728
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 γ-катенина человека (NP_002221.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P14923
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет